




4
MOTOR
MOTORS



Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli
- Kompak malzemeden imal 3 parçalı yatma yüzeyi
- Sırt kısmında x ray özelliği
- 360° dönebilen merkezi fren sistemli tekerler (150 mm)
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- Elektronik ve manuel CPR özelliği
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- Gizlenebilir ayakucu uzatma
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar bağlantıları için aksesuar rayı ve aksesuar yuvaları
- Atık tası
- İkinma barı
- Baldır destek
- Batarya
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- Korkuluklarda aç göstergesi
- 2 parçalı ABS plastik kaplı alt şase
- 28 dansite 2 parçalı şile

- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Nurse panel with function locking feature
- 3-piece lying surface made of compact material
- X ray feature on the back
- 360° swivel casters with central brake system (150 mm)
- Polypropylene (PP) side rails and removable head and foot panels
- Electronic and manual CPR feature
- Plastic protective crash bumpers
- Concealable foot extension
- Urine bag holder
- Accessory rail and accessory slots for accessory connections
- Waste bowl
- Squatting bar
- Calf support
- Battery
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Backrest slippage
- Angle indicator on handrails
- 2-piece ABS plastic covered bottom chassis
- 28 density 2 piece mattress



70° Sırt Hareketi
70° Backrest Movement



62,5-103cm Yükseklik Hareketi
62,5-103cm Height Movement



12° Trendelenburg / Ters Trendelenburg
12° Trendelenburg/Antitrendelburg



Ayak Uzatma
Leg Extension

Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi Kapalı	Yatma Yüzeyi Açık	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Trend. Açısı	Ters Trend. Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface Closed	Lying Surface Open	Backrest Angle	Legrest Angle	Trend. Angle	Antitrend. Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	209,5 cm	62,5 cm	103 cm	85x144 cm	85x190 cm	70°	30°	12°	12°	230 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-Ray Kaset taşıyıcı
- Kilitlenebilir başlıklar
- Topuk desteği
- Egzersiz barı
- El kumandası
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayak kumandası
- X-Ray Cassette carrier
- Lockable Headboard
- Heel support
- Birthing Bar
- Hand controller
- Underbed Light
- File holder
- Foot control



Opsiyonel Ayak Kumandası
Optional foot control



Opsiyonel Korkuluk Kumanda Paneli
Optional Side Rail Controls