

M-2 DX S CAMA DE PARTO (4 MOTORES) 7 POSICIONES



- Motores lineales con protección mínima IPX4 para un funcionamiento silencioso
- Panel de enfermería con función de bloqueo de funciones
- Superficie de descanso de 3 piezas de material compacto
- Función de rayos X en la parte posterior
- Ruedas giratorias de 360 ° con sistema de freno central (150 mm)
- Rieles laterales de polipropileno (PP) y paneles extraíbles para la cabeza y los pies
- Función de RCP manual y electrónica
- Parachoques protectores de plástico
- Extensión de pie ocultable
- Soporte para bolsa de orina
- Riel de accesorios y ranuras de accesorios para conexiones de accesorios
- Recipiente para residuos
- Barra de tensión
- Soporte para pantorrillas
- Batería
- Porta sueros ajustable en altura

- Piezas de metal pintadas con polvo electrostático recubiertas de nano cerámica
- Deslizamiento del respaldo
- Indicador de ángulo en pasamanos
- Chasis inferior cubierto de plástico ABS de 2 piezas
- Colchón de 2 piezas de densidad 28

Ancho (en total) = 103,5 centímetros

Longitud (total) = 209,5 centímetros

Altura mín.= 62,5 centímetros

Altura máx.= 103 centímetros

Superficie de la cama (cerrada)=144x85 centímetros

Superficie de la cama (abierta)= 190x85 centímetros

Ángulo del respaldo= 70 °

Ángulo de la pierna= 30 °

Trandelenburg inverso mín.=

12 en punto

Capacidad de trabajo segura = 230 kilogramos