



MONITOR DE SIGNOS VITALES 5 PAR. MODELO VIRGO CARACTERÍSTICAS:

Configuración: Portátil, compacto, modular, en carro

Parámetros de medición: RESP, ECG, de hemoglobina, TEMP, de frecuencia cardiaca, de CO2, de rendimiento cardiaco, para la presión arterial, de presión, de presión sistólica, SpO2, de PVC, BIS, Oxy-CRG.

Aplicaciones: De anestesia, para cuidados intensivos, clínico, de emergencia, veterinario, de diagnóstico vascular, para transporte, para cardiología, hemodinámico, para la investigación, para quirófano, para psicofisiología, neurología.

Tecnología: Análisis de onda pulso

Opciones y accesorios: Inalámbrico, USB

Tamaño de la pantalla: 12,1 in

Autonomía de la batería: 3 h

Descripción

ECG+SpO2+NIBP+2TEMP+PR+RESP, batería de iones de litio Opcional Máximo SpO2, Suntech NIBP, IBP, CO2, Registrador Térmico, Pantalla táctil, CMS 8 formas de onda pantalla, análisis de ECG de hasta 12 derivaciones Potente cálculo (Hemodinámica, Dosis, Oxigenación, Ventilación) Detección de marcapasos Análisis de ST y arritmias (17 tipos) Apoyar SpO2 PI, perfusión baja 0,2 % Modo nocturno, modo de espera, modo de punción venosa Varias soluciones de montaje CMS alámbrico/inalámbrico, apoyar el protocolo HL7 a HIS Modulación pulso-tono SpO2 (tono) MEWS (puntuación de alerta temprana modificada) Revisión de tendencias gráficas y tabulares (480 horas), salida de datos USB Batería recargable de iones de litio Revisión e impresión de formas de onda de divulgación completa de 48 horas para cada paciente.

