



Aspirador Super Vega 1 litro, 40L/min

Descripción:

Aspirador Súper Vega que garantiza un flujo de aspiración de 40 L/min y está recomendado para aspiración nasal, oral y traqueal de los líquidos corporales en pacientes adultos y pediátricos. Está equipado con un regulador de vacío ajustable y un frasco autoclavable de 1 L de capacidad con válvula de seguridad para evitar el rebosamiento.

Fabricado en plástico resistente con aislamiento eléctrico y térmico. Opcionalmente y con coste adicional, puede adquirirse un recipiente autoclavable a 134°C.

Certificados: CE producto sanitario Clase II A conforme la directiva 93/42/CEE.

Especificaciones técnicas:

- Flujo de aspiración: 40 L/min.
- Aspiración máxima: -0,80 bar (600 mmHg).
- Ciclo de funcionamiento: continuo.
- Voltaje de funcionamiento: desde 220 hasta 230 V, 50-60 Hz.
- Consumo de energía: 106 W.
- Dimensiones: 35x21x18 cm.
- Peso: 3,6 kg.
- Fabricado en Italia.

Incluye:

- Frasco de 1 L autoclavable a 121°C con válvula de seguridad contra reboses.
- Filtro hidrofóbico antibacteriano.
- Set de tubos de silicona de 6x10 mm.
- Conector cónico de sondas.
- Manual de usuario en los siguientes idiomas: GB, FR, IT, DE y ES.