

MN-AC003 2024 Hospital Moderno ABS Plástico Medicina de Emergencia Carro Médico Colisión Anestesia Carro para Uso en Clínica



TAMAÑO	750*475*950mm
MATERIAL	80mm,espacio interior:430*335*68mm
IZQUIERDA	120mm,espacio interior: 430*335*110mm
DERECHA	240mm,espacio interior:430*335*220mm
PC	Mesa auxiliar telescópica, caja de archivo extraíble
LADO TRASERO	Contenedor redondo de agujas giratorio de 3 litros
ENCIMERA	Con barandillas de acero inoxidable, vidrio suave transparente Fabricado de aluminio, acero, Nuevo plástico ABS de ingeniería Diseño cóncavo con barandillas para evitar que los objetos se resbalen Equipado con una caja de cinco conectores de elevación de una sola fila oculta
RUEDAS	Ruedas universales silenciosas de 100 mm, dos con frenos
PESO BRUTO	38kg

SPECIFICATIONS

SIZE	750*475*930mm
MATERIAL	Main made of new ABS, Aluminum alloy, with 4 Plastic Steel column
LEFT	Defibrillator platform. Hidden adjustable work table, file box.
RIGHT	With hidden height adjustable IV pole , 2L sharps box in basket, 2 dustbins in 2 colors.
GW	41.8KG
PACKING	780*540*980MM
OPTION COLOR	Blue