



TAMAÑO	750*475*950mm
SUPERFICIE PEQUEÑA	80mm, espacio interior:430*335*68mm
SUPERFICIE MEDIANA	120mm, espacio interior: 430*335*110mm
SUPERFICIE GRANDE	240mm, espacio interior:430*335*220mm
LADO IZQUIERDO	Mesa auxiliar telescópica, caja de archivo extraíble
LADO DERECHO	Contenedor redondo de 3 litros giratorio para objetos punzantes
LADO TRASERO	Tablero de rescate, soporte retráctil oculto para botella de oxígeno
BORDE DE LA MESA	Con barandillas de acero inoxidable, vidrio suave transparente hecho de aluminio, acero, nuevo plástico ABS de ingeniería Diseño cóncavo con barandillas para evitar que los objetos se resbalen Equipado con una caja de cinco conectores de elevación de una sola fila oculta
RUEDAS	100 mm ruedas universales silenciosas, dos con frenos
PESO BRUTO	38.25KG

SPECIFICATIONS



SIZE	750*475*930mm
MATERIAL	Main made of new ABS, Aluminum alloy, with 4 Plastic Steel column
LEFT	Defibrillator platform. Hidden adjustable work table, file box.
RIGHT	With hidden height adjustable IV pole , 2L sharps box in basket, 2 dustbins in 2 colors.
GW	41.8KG
PACKING	780*540*980MM
OPTION COLOR	Blue